


Apparecchi per la Radiofrequenza

Sondaggio su **180** responder


Quanto sei interessato a strumenti di diagnostica non invasiva della pelle per una offerta più appropriata del trattamento con la radiofrequenza?

1	70	39%
2	15	8%
3	47	26%
4	15	8%
5	33	18%




Quanto è importante che l'offerta di trattamenti di radiofrequenza all'interno dello studio dentistico sia realizzata con standard medicali e protocolli medici?

1	43	24%
2	14	8%
3	33	18%
4	20	11%
5	70	39%



Se il tuo studio non offre ancora trattamenti estetici di radiofrequenza, pensi che potrebbe essere utile inserirli a breve?

Si entro tre mesi	38	21%
Si entro quest'anno	58	32%
No mai	84	47%



➤ APPARECCHI PER LA RADIOFREQUENZA

Denominazione del prodotto		BEAUTYLED	BIO – LIFTING PLUS®	BIOREVITAL RF MED
Produttore		Led spa per Carlo De Giorgi srl	Vixi Sagl	Bios srl
Tipologia		Monopolare	Monopolare, bipolare	Monopolare, bipolare
Potenza di uscita (W)		150	200	250
Programmi		Memorizzati, personalizzabili	Memorizzati, personalizzabili	Memorizzati, personalizzabili
Numero di manipoli		1 + 3 testine	3+12 testine intercambiabili	3
Frequenza di lavoro (khz)		Frequenze multiple (500 Khz–1 MHz)	Mono-frequenza	Mono-frequenza
Possibilità di aggiornamento SW		Si	Si	Si
Presenza di sistemi di sicurezza e di controllo per i pazienti		Sistema di bio-feedback remoto, controllo collegamento piastra-paziente skin plate control, schermatura da onde elettromagnetiche, lettore automatico di impedenza	Sistema feedback per il controllo dell'energia erogata, più arresto automatico in caso di anomalia e/o tensione, pulsante di emergenza	Sensori di impedenza e temperatura, schermatura da onde elettromagnetiche
Comandi		Pulsanti, touch screen - encoder	Pedale, touch screen	Touch screen
Classe EMC		Gruppo II, classe B	I	•
Modalità di funzionamento		Resistiva	Capacitiva, resistiva	Capacitiva, resistiva
Classificazione		•	BF	II A - 1 BF
Regolazione della potenza		Touch screen - encoder	Digitale tramite touch-screen	Touch screen o automatica
Generatore di potenza		Adattato	Adattato	Adattato
Ripetizioni (Hz)		•	457.000	470 KHz
Alimentazione	Corrente assorbita in stand by e in emissione (A)	0,1-1,3	50 wA (stand-by) 200 wA max. (emissione)	2-5
	Fusibili	2xT3,15 AL	2 da 5 A	2x3,15 A
	Isolamento dall'alimentazione rete	I BF	Doppio isolamento	Filtro rete
	Raffreddamento	•	Ventilatori 12 W	Aria
	Dimensioni e peso (cm e Kg)	31,5x39x17 - 5	45,5x14x33 - 2 circa	36,3x38x17,9 - 10
Condizioni ambientali di funzionamento e di trasporto	Temperatura °C	10-40 (funzionamento) 10-50 (trasporto)	5-40	10-40
	Umidità relativa (%)	30-75 (funzionamento) 10-85 (trasporto)	Fino al 50	•
	Pressione (hPa)	70-106 kPa	1.800	•
	Prezzo di listino*	Euro 8.900,00	Euro 16.000,00	Euro 28.000,00
	Info azienda	Tel. 800100793 www.degiorgi.it	Tel. 0332.418732 /0041916460529 www.biolifting.it	www.biosgroup.eu

Legenda: approfondimento focus prodotto

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati

				
	FEEL	M-THERM	NICHE	RADIO4 CLINIC
	Tuenda	Gruppo Fema	Estetismile	Novavision Group spa
	Monopolare, bipolare	Monopolare, bipolare	Monopolare, bipolare	Quadripolare dinamica
	300 max	Fino a 150	550	30
	Memorizzati, personalizzabili	Personalizzabili	Memorizzati, personalizzabili	Memorizzati, personalizzabili
	3	3	6	4
	Mono-frequenza	Mono-frequenza, frequenze multiple bipolare, sferico viso	Frequenze multiple in simultanea 215-430-645 Kh z	Frequenze multiple
	Si	Si	Si	Si
	Sensore di movimento nel manipolo, ETC-sistema automatico per il controllo della temperatura e della gestione dell'energia applicata al paziente, schermatura da onde elettromagnetiche, stop elettronico	Sensore di movimento nel manipolo, schermatura da onde elettromagnetiche	Sistema di bio-feedback remoto, potenza auto-adattata in funzione dell'impedenza, schermatura da onde elettromagnetiche, pulsante di emergenza, isolamento elettrodo al corindone (non scalfibile = no scosse per il paziente/operatore)	Sistema di bio-feedback remoto, sensore di movimento nel manipolo X (RSS™), sensore pirometrico di rilevazione della temperatura cutanea (RSS™), schermatura da onde elettromagnetiche, pulsante di emergenza, chiave
	Display 10,4" touch screen multicolor	Pulsanti	Touch screen	Pulsanti, pedale
	Gruppo I, classe A	Classe A II EN 550 II	Classe A	Classe A
	Capacitiva, resistiva	Capacitiva	Capacitiva, resistiva	Resistiva
	II B	II B	Medicale II B	•
	Display touch screen con tasto dedicato	Touch screen regolabile dall'operatore	Touch screen o rotella	Digitale con encoder rotativo
	Adattato	•	Adattato	•
	•	•	•	0-20
	30 W in stand by e 330 W alla massima potenza	0,35-1	Circa 5 W in stand by	0,1-0,7
	2 T-2 A	2xT5 A	2 da 3,15°; 2 da 600 mA	1,6 A
	1 BF	Par. (8.11.1 di EN 6061-1 2007)	4 kV	Doppio
	Ventilazione forzata	Aria forzata	Aria naturale	•
	38x28x16 - 5	28x28x28 - 11	36x28x5,5 - 4	57x103,5x48 - 21
	10-40 (funzionamento) 40-75 (trasporto)	10-40	10-40	10-30
	30-75	10-90	30-75 non condensata	30-75
	700-1.060	700-1.070	700-1.000	500-1.060
	Euro 12.000,00	Non fornito	Non fornito	Euro 19.800,00
	www.tuenda.eu	www.gruppofema.com	Tel. 800.973384 www.estetismile.it	Tel. 02.457731 www.henryschein.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

8 buone ragioni per scegliere Estetismile e la Radiofrequenza Medica NICHE

I dati confermano che anche in tempi di crisi le persone investono molto nella cura del proprio aspetto: non prenderne atto si traduce non solo in una mancata opportunità economica, ma anche e soprattutto in un mancato servizio molto apprezzato e richiesto dai pazienti. L'estetica rappresenta quindi una straordinaria opportunità, ma a certe condizioni: soddisfazione e sicurezza dei pazienti sono priorità che non prevedono compromessi e affidarsi ad aziende senza background medico che trattano i Pazienti come clienti da spremere o firmare contratti di sedicenti "comodati d'uso gratuito", sono scelte delle quali molti dentisti si sono già pentiti amaramente. Per la sua efficacia e semplicità di proposizione, la Radiofrequenza rappresenta la tecnologia ideale per iniziare. Definita anche "lifting naturale", è un'innovativa tecnologia medica non invasiva che consente di contrastare i naturali processi di invecchiamento della cute sfruttando il principio della Diatermia: i tessuti offrono una naturale resistenza (impedenza) al flusso di micro-



ESTETISMILE
L'AVANGUARDIA IN MEDICINA ESTETICA

correnti, generando calore con effetti biologici nel derma e nelle fasce muscolari.

Ecco 8 buone ragioni per scegliere NICHE

1. Tecnologia certificata, brevettata e rigorosamente Made in Italy: pensata, progettata e realizzata interamente in Italia, con 9 brevetti internazionali esclusivi.

2. Fino a 5 anni di garanzia gratuita.

3. Formazione inclusa, in Studio: inclusa nel prezzo una giornata di formazione teorico-pratica con una nostra dottoressa, nel vostro Studio.

4. Consulente scientifico dedicato: non un numero di telefono generico o una persona diversa ogni volta, ma i contatti personali della dottoressa che vi ha formato.

5. Potenza 550 W: non è vero che la potenza non conta, altrimenti per quale ragione per legge una Radiofrequenza estetica e non medica, avrebbe una potenza massima consentita pari a 50 W?

6. Auto-adattamento della potenza in funzione della reale capacità di assorbimento dei tessuti (impedenza): riduzione di dispersioni (scarsa energizzazione) ovvero di sovra-riscaldamenti (sovraccarico energetico).

7. 3 frequenze simultanee per un'azione ottimale su tutti i tessuti: 645 khz per epidermide e derma (atonìa cutanea, drenaggio), 430 khz per tessuto adiposo e muscolare (adiposità localizzata, cellulite, atonia muscolare), 215 khz per terminazioni nervose (tessuti infiammati, capillari, trattamenti antalgici)

8. Capacitiva e Resistiva: estrema versatilità, utilizzo in Estetica e in Fisioterapia.

➕ **PER INFORMAZIONI**
Numero verde 800973384
info@estetismile.it
www.estetismile.it

Radiofrequenza Feel Tuenda/Intralock



La radiofrequenza FEEL rivoluziona il sistema di trattamento: l'operatore, non deve più preoccuparsi di individuare periodicamente la giusta potenza di trattamento nelle diverse aree interessate, in quanto lo fa FEEL in automatico. Infatti con ETC, il Sistema Automatico per il controllo della temperatura e della gestione dell'energia applicata al paziente, il valore di temperatura viene impostato e resta costante durante tutto il trattamento, mentre la potenza viene automaticamente variata in relazione all'ampiezza dell'a-

rea trattata e della gestione del manipolo.

La radiofrequenza FEEL ha una frequenza di lavoro di 470 KHz, che è l'unica che permette di innescare, nel tessuto profondo, processi metabolici di stimolazione per la produzione di collagene giovane. FEEL è un'apparecchiatura certificata medica CE 1370 ad alte prestazioni, che raggiunge i 300 W in condizioni di massima potenza ed offre un software di gestione intuitivo e semplice nell'utilizzo, grazie anche ad un ampio Display da 10,4" multicolor Touch Screen. Le

dimensioni contenute ed il peso ridotto, fanno di FEEL un oggetto facilmente trasportabile e dal design accattivante, con la soluzione tecnica dei cavi pendenti che permette un estremo comfort nell'utilizzo e nel posizionamento dei manipoli, e con materiali di pregio, tra cui il piano display e porta-manipoli in Corian® bianco ghiaccio.

➕ **PER INFORMAZIONI**
Tuenda
Viale Fanin 48 - 40127 Bologna
Tel. 051.6370833 - Fax 051.6370818
info@tuenda.eu - www.tuenda.eu